

モノリスが起動しない場合の対応

統合画像システム「Monolith (モノリス)」が起動しない場合は、下記のとおり設定がなされているか、確認をお願いします。診療工房はいったん閉じて、Internet Explorerを開いて確認をお願いします。

①Internet Explorerの
[ツール]ボタンをクリック

②[互換表示設定]をクリック

③[イントラネットサイトを互換表示で表示する]のチェックがついていないか確認。
チェックがついていれば、はずして下さい。

④[閉じる]ボタンをクリック